

Veelgestelde vragen over het Bioderm ECD Clean & Dry systeem

1. Neemt de gebruiksduur toe naarmate de ECD langer wordt gebruikt?
2. Werkt het ECD systeem ook bij mensen met een teruggetrokken penis of mensen die besneden zijn?
3. Kan ik een monster krijgen van de Bioderm ECD katheter?
4. Wordt het ECD systeem vergoed door de zorgverzekeraars?
5. Hoe lang blijft het ECD systeem zitten?
6. Kunnen andere producten gebruikt worden tussen het gebruik van het ECD systeem?
7. Het ECD systeem lijkt me niet groot genoeg om te blijven plakken?
8. De gebruiksduur is soms minder dan 12 uur, wat kan ik hieraan doen?
9. De ECD katheter komt er niet meer af, wat nu?
10. Past de katheter op ieder merk urine beenzak of urine nachtzak?

1. Neemt de gebruiksduur toe naarmate de ECD langer wordt gebruikt?

Ja, wanneer de gebruiker de ECD katheter voor het eerst gebruikt kan de katheter binnen de 24 uur loslaten. Het aanwezige vocht in de eikel van de penis kan de gebruiksduur voor de eerste 2 á 3 katheters aanzienlijk verkorten. Dit noemen we de gewenningsperiode. Hoe langer de ECD katheter gebruikt wordt hoe langer de gebruiksduur. Deze kan oplopen van 24 uur tot 72 uur.

2. Werkt het ECD systeem ook bij mensen met een teruggetrokken penis of mensen die besneden zijn?

Ja, de ECD katheter is de enige betrouwbare katheter voor alle type van penissen. Het Bioderm ECD systeem is zowel geschikt voor een teruggetrokken penis als een besneden penis.

3. Kan ik een monster krijgen van de Bioderm ECD katheter?

Om een goed beeld te krijgen moet het ECD systeem minimaal 5 dagen worden gebruikt. Een monster is dus niet genoeg. Wel kan er in samenspraak met uw uroloog/verpleegkundige of adviseur bij de medisch speciaalzaak een betaalde proef worden opgezet. Op deze manier heeft de gebruiker na de proef een goed beeld of de ECD katheter wel of niet geschikt is.

4. Wordt het ECD systeem vergoed door de zorgverzekeraars?

Ja, het systeem wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien de indicatie incontinentie is gesteld. Voor meer informatie hierover kunt u het best contact opnemen met uw verzekeraar.

5. Hoe lang blijft het ECD systeem zitten?

De meeste gebruikers laten het ECD systeem 24 tot 72 uur zitten.

6. Kunnen andere producten gebruikt worden tussen het gebruik van het ECD systeem?

Omdat de huid moet wennen aan het ECD systeem (in verband met de vochtbalans van de eikel) raden wij het af om andere systemen tussen het gebruik van de ECD katheter door te gebruiken. Na het gebruik van een ander systeem moet de huid van de eikel weer wennen aan het hydracolloïde materiaal.

7. Het ECD systeem lijkt me niet groot genoeg om te blijven plakken?

Het hydracolloïde deel van de ECD katheter plakt alleen op de eikel en heeft voldoende oppervlak om te blijven plakken. Het hydracolloïde deel werkt daarna als een tweede huid.

8. De gebruiksduur is soms minder dan 12 uur, wat kan ik hieraan doen?

Het ECD systeem werkt het best op een droge en schone huid. Er kunnen een aantal mogelijkheden zijn waarom de gebruiksduur wordt verkort.

1. Zeep opbouw: voor het beste resultaat kunt u het best gebruik maken van de bijgeleverde voor het aanbrengen van de ECD katheter. Deze doekjes zorgen voor een optimale conditie van de penis voor het aanbrengen van de ECD katheter.
2. Een gedeeltelijke afdichting van de urinebuis: Zorg er voor dat bij het aanbrengen de ECD katheter de opening van de urinebuis volledig vrij is.
3. Natte of vochtige penis: Een natte of vochtige penis verhindert het hydracolloïde deel ervan goed te hechten op de eikel. Maak de eikel altijd goed droog voordat de katheter wordt aangebracht. Vermijd het gebruik van oliën lotions en andere vochtbrengende producten.

9. De ECD katheter komt er niet meer af, wat nu?

Het hydracolloïde deel van de katheter werkt als een tweede huid en zit wanneer het goed is aangebracht stevig op de eikel van penis geplakt. Gemiddeld voor 24 tot 72 uur. Het hydracolloïde deel van de katheter wordt melkwit wanneer deze verwijderd kan worden. Wanneer u de ECD katheter eerder wilt verwijderen kunt u deze met warm water wassen waarna u de ECD katheter makkelijk kunt verwijderen.

Wij raden niet aan de ECD katheter in een keer van de eikel af te trekken.

10. Past de katheter op ieder merk urine beenzak of urine nachtzak?

Ja, de ECD katheter past op ieder merk urine beenzak of urine nachtzak. Toch raden wij de Flexicare urine zakken aan zodat het concept duurzaam kan worden gebruikt. De urine zakken hoeven in dit geval niet dagelijks te worden verwisseld.